

ОБГРУНТУВАННЯ

Відкриті торги з особливостями

ДК 021-2015 (CPV) 33140000-3 - Медичні матеріали (стоматологічні матеріали)

Ідентифікатор закупівлі UA-2023-03-02-005199-а

Очікувана вартість закупівлі : 18 000,00 грн.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ І ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Предмет закупівлі: ДК 021-2015 (CPV) 33140000-3 - Медичні матеріали (стоматологічні матеріали)

Умови поставки: товар підлягає доставці Учасником за адресою Замовника: Полтавська область, м.Миргород, вул.Українська, 60. При перевезенні товару Учасник зобов'язаний дотримуватися умов транспортування відповідно до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні.

Умови оплати : Розрахунки проводяться шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника. Замовник розраховується за поставлений товар на умовах відстрочки платежу на термін до 30 банківських днів. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюється протягом 7 банківських днів з дня отримання Замовником бюджетного фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок та/або можливості здійснити платежі, на реєстраційний рахунок Учасника. Усі розрахунки проводяться у безготівковому вигляді за формою платіжного доручення. Оплата здійснюється на підставі накладної та рахунку-фактури.

Транспортні витрати: доставка товару та завантажувально-розвантажувальні роботи з заносом здійснюються транспортом Учасника та за його рахунок.

Тара, упаковка, маркування: поставка предмету закупівлі здійснюється в упаковці, придатній для його транспортування і такої, що відповідає встановленим в Україні стандартам або технічним умовам, і забезпечує, за умов належного поводження з вантажем, захищеність предмету закупівлі під час транспортування і збереження.

№ п/п	Найменування, код відповідного класифікатора	Один. виміру	К-ть	Технічна характеристика
1.	Лателюкс Про 62 (Latelux Pro 62), ДК 021:2015 33140000-3	уп.	1	Вид-пломбувальний матеріал композиційний, світлотверд. Форма випуску: - 5*10г. пасти Latelux (A2, A3, A3,5 B1, B2, C2, OA2, OA3, OB3, ін.) - 5г. пасти Latelux MS(OB2); 2*2,2г. пасти Latelux Han(A2, OA3) - 2,2г. пасти Lateglint LC - 5г.адгезива Monotex - 3г.лака-глазури Latelux -2*4г.травильного геля Sogften - 3г.делетин-пролімер Saturool -3г.пасти полірувальна Diapol-1.5

				<ul style="list-style-type: none"> - 25насадок аплікаторів -20насадок-щіточок, утримувач насадок - 3 щітки для лака - 100 матричних полосок - 20 канюль - полірувальна чашка - шкала відтінків
2.	Латефіл (системний комплекс), ДК 021:2015 33140000-3	уп.	1	<p>Універсальний мікрогібридний композиційний пломбувальний матеріал хімічного затвердіння, «паста-паста».</p> <p>Форма випуску:</p> <ul style="list-style-type: none"> -3*4г. основної пасти Latelux 3 -3-4г. каталізуючої пасти Latelux; - 3г.основної рідини адизива Latelux SC; - 3 г.каталізуючої рідини адгезива Latelux SC; -2*2,8г. 37%травильного гелю; -10 щіточок-насадок; -50матричних полосок; - шкала відтінків; -3 канюлі -5 шпательів; - блокнот для замішування - кювета
3.	Дентин-паста Темполат, ДК 021:2015 33140000-3	уп.	1	<p>Вид- тимчасовий пломбувальний матеріал. Використовується для ізоляції лікарського засобу в каріозній порожнині і тимчасового пломбування зубів</p> <ul style="list-style-type: none"> - представляє собою цинк сульфатний цемент на полімерній основі; - затвердіває при дії вологи на протязі 2 годин. <p>Форми випуску Упаковка 50 г</p>
4.	Джейн-Лайн ЛЦФ (Jen – Jine JCF), ДК 021:2015 33140000-3	штука	1	<p>Вид- склоіономерна прокладка світлового затвердіння.</p> <p>Форма випуску: шприц 3г.</p> <p>Використовується в якості прокладочного матеріалу для порожнин і бази під реставрацію.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ренгеноконтрастний. - Вміщає гідроокись кальцію, гідроксид апатит, комплексні фториди. <p>Форми випуску Шприц 3г</p>
5.	Кальцізол (Calcisole), ДК 021:2015 33140000-3	штука	1	<p>Профілактика гідроксикардальців</p> <p>Призначення Для захисту пульпи від бактеріальних, хімічних, термічних та механічних впливів, а також для регенерації травмованої або запальної пульпи.</p> <p>Склад і основні властивості Calcisole Це однокомпонентна паста білого кольору. До складу входять пастоподібник, гідроксид кальцію, фторвиробник, сульфат барія. Слой пасти швидко висихає, утворюючи достатньо міцну захисну плівку, яка довгий час підтримує підвищену лужну реакцію (до рН 12),</p>

				<p>стимулює регенераційні процеси в тканинах зуба і робить антимікробну дію. Протягом тривалого часу іони фтора забезпечують високий протикарієсний ефект. Паста має рентгеноконтрастність.</p> <p>Форми випуску</p> <p>шприц</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 г пасти Calcisole • 3 канюли
6.	<p>Девілат (Devilat), ДК 021:2015 33140000-3</p>	уп.	1	<p>Паста для девіталізації.</p> <p>Склад пасти</p> <p>48 % параформальдегід</p> <p>37 % лідокаїну гідрохлорид</p> <p>1 % камфора, гліцерин, силікатний наповнювач до 100%.</p> <p>Призначення</p> <p>-Швидка та безболісна девіталізація пульпи перед повним або частковим її видаленням.</p> <p>-Лікування залишкового кореневого пульпиту і пульпиту постійних зубів.</p> <p>-Додатковий засіб для девіталізації при повторній процедурі після застосування паст, що містять миш'як.</p> <p>Властивості</p> <p>Матеріал стоматологічний Devilat без миш'яку являє собою готову до застосування пасту білого кольору, яка містить:</p> <p>-параформальдегід - антисептик, коагулюючий білки, забезпечуючи девіталізацію пульпової тканини,</p> <p>-лідокаїну гідрохлорид - локально анестезуючий засіб, який знижує ймовірність виникнення хворобливих реакцій при девіталізації пульпи,</p> <p>-камфору - яка має протимікробну, знеболювальну та протизапальну дію.</p> <p>Форми випуску</p> <p>Шприц 3 г пасти Devilat</p>
7.	<p>Гемалат (Hemalat), ДК 021:2015 33140000-3</p>	фл.	1	<p>Гемостатичний засіб, рідина на основі хлориду алюмінію.</p> <p>Застосовується для зупинки кровотечі і антисептичної обробки.</p> <p>Форми випуску</p> <p>Флакони 20мл.</p>
8.	<p>Джен-МетроГеКор (Jen-MetroHeCor), ДК 021:2015 33140000-3</p>	штука	1	<p>Являє собою унікальну комбінацію з 3 активних інгредієнтів, розчинених (у найбільш активному стані) в інертній біополімерній матриці. При температури людського тіла текучість гелю різко зростає, дозволяючи активним інгредієнтам проникати навіть у найвіддаленіші ділянки корневих каналів</p> <p>Форми випуску</p> <p>Шприц 2мл</p>

9.	Соф-лекс диски 3М (Sof-Lex), ДК 021:2015 33140000-3	уп	1	швидкий естетичний результат; пластична основа, покрита алюмінієвим оксидом; різні види за критеріями абразивності (4 рівні) та товщини (2 моделі); різне маркування кольором залежно від рівня абразивності (чим світліший, тим дрібніший абразив); зручність зміни дисків за рахунок особливої конструкції тримача; можливість зміни кута нахилу для обробки будь-яких поверхонь. Форми випуску 1 упаковка -50 шт
10.	Пульпоекстрактори (Дентсплай), ДК 021:2015 33140000-3	уп	1	Призначенні для одноразового видалення пульпи з кореневого каналу зуба. Виготовляються пульпекстрактори з пластиковою ручкою , а робоча частина виготовляється з вуглецевої сталі, упаковка Форми випуску Упаковка -10шт.
11.	Детартрин, ДК 021:2015 33140000-3	уп	1	Паста для видалення зубних відкладень. Використання: - кінцева обробка зуба після скейлінгу - видалення пігментованого зубного нальоту, нальоту курця кінцева поліровка пломб. Представляє собою рожеву пасту з приємним запахом. Володіє абразивними властивостями, механічного характеру, знімає зубний камінь, не пошкоджуючи емалі. Абразив–диоксид кремнію +подріблений цирконій. Без фтору. Форми випуску Упаковка – 45 г.
12.	Рукавички медичні оглядові, ДК 021:2015 33140000-3	пара	500	Рукавички медичні оглядові нітрилові Semperscare Silk нестерильні неприпудрені білого кольору, розмір S (6-7). Оглядові нітрилові медичні рукавички. Рукавички виготовлені з бутадієн-нітрилового каучуку (NBR); Білого кольору. Рукавички мають текстуровану структуру пальців, мають валик на манжеті; Нестерильні. Неприпудрені. Обробка манжети: рівномірно зігнутий край; Рукавички не містять протеїнів натурального латексу та пудри; Рукавички Semperscare Silk всередині мають спеціальне покриття – плівку, що збагачена рідким шовком."3 в 1": надійний захист, комфорт і догляд за шкірою рук; Форма: Рукавички не мають анатомічної форми, підходять для обох рук;

				<p>Рукавички виготовлені з дотриманням міжнародних стандартів; Цей продукт містить дитиокарбамат та меркаптобензотіазол цинку - не слід застосовувати у разі гіперчутливості до цих речовин; Відповідає вимогам AQL 1.0; Рукавички мають високий рівень комфорту при носінні; Забезпечують гарне зчеплення та тактильні характеристики; Внутрішнє покриття забезпечує швидке та легке надягання; Виріб був протестований відповідно до ISO 374-1, протестований на стійкість до проникнення відповідно до EN 347-2, протестована стійкість до проникнення через хвороботворні мікроби відповідно до to ASTM F1671*; Випробування на стійкість до бактерій і грибків – відповідає; Випробування на стійкість до вірусу – відповідає; * Стійкість до проникнення була оцінена в лабораторних умовах і стосується лише досліджуваного зразка; Оглядова рукавичка, виготовлена з нітрилу, не містить пудри і не містить протеїнів латексу. Вона ідеально підходить для користувачів, які мають алергію типу I або хочуть її уникнути. Унікальне внутрішнє покриття Semperecare® Silk, збагачене рідким шовком, забезпечує особливо швидке та легке надягання. Рукавички медичні нітрилові призначені для оглядових процедур та захисту від інфекції. Для одноразового використання. З метою запобігання постачання фальсифікату, чи товару з непідтвердженим походженням, Учасник повинен надати оригінал листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), дилера, дистриб'ютора, яким підтверджується можливість поставки Учасником товару, який є предметом даної процедури закупівлі, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, а також назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі</p>
13.	Насадка А1 для скалера AMDENT, ДК 021:2015 33140000-3	уп	1	<p>Насадка А1 виготовлена з антикорозійним покриттям. Розмір насадки для скалера А1 дозволяє міцно триматися на скалері , що забезпечує надійність під час роботи. Упаковка: 1шт.</p>
14.	Насадка А2 для скалера AMDENT, ДК 021:2015	уп	1	<p>Насадка А2- це екстратонка, універсальна і лінгвальна, щічна і інтрадентальна – сублінгвальна насадка.</p>

	33140000-3			Насадка А2- виготовлена з міцного металу, з покриттям проти корозії, яке не викликає подразнень, або шкідливих виділень під час роботи стоматолога на інструменті. Упаковка : 1 шт.
15.	Эндометазон Н набір (Endomethasone N), ДК 021:2015 33140000-3	набір	1	Склад: Порошок; Дексаметазон 0,01 г. Гідрокортизон ацетат 1,00 г. Ді-Йодотимол 25,00 г. Параформальдегід 2,20 г. Рентгеноконтрастний наповнювач 100,00 г. Рідина; Евгенол 91 мл. Ментолова олія бадьян q.s.p. 100мл. Упаковка: Порошок: Флакон – 14 г. Рідина: Флакон – 10 мл.
16.	Фосфоцем, цинк фосфатний цемент, ДК 021:2015 33140000-3	набір	1	Фосфоцем — двокомпонентний цинк — фосфатний цемент у формі порошку та рідини. Склад: Порошок: оксид цинку, оксид магнію, оксид кремнію, гідроксид алюмінію, оксид заліза, борна кислота. Рідина: фосфорна кислота, гідроксид алюмінію, оксид цинку, вода підготовлена. Форма випуску Порошок (банка або флакон) — 50 г Рідина (флакон — крапельниця) — 30 г
17.	Голка стоматологічна SHNJECT 27G L (0.4x32мм), ДК 021:2015 33140000-3	уп	1	- Індикатор зрізу має визначати позицію нахилу голки, тим самим забезпечуючи точність ін'єкції - Колірна маркування повинна надаватися для легкої ідентифікації - Повна довжина різьби має забезпечувати надійну фіксацію - має бути спеціальне покриття для атравматичного проникнення Розмір: 27G L (0,4x32мм) З метою запобігання постачання фальсифікату, чи товару з непідтвердженим походженням, Учасник повинен надати оригінал листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України),дилера, дистриб'ютора, яким підтверджується можливість поставки Учасником товару, який є предметом даної процедури закупівлі, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, а також назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі

Вся запропонована продукція учасника повинна відповідати медико - технічних вимогам цих торгів, якщо пропозиція учасника не відповідає медико - технічним вимогам цих торгів, то пропозиція учасника не розглядяться.